



LR

**ZEITGARD**

FOR TIMELESS BEAUTY

WILLKOMMEN BEI  
**LR ZEITGARD!**

STARTE JETZT IN EINE  
NEUE BEAUTY-ÄRA!

# HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZU DEINEM NEUEN ZEITGARD PRO!

Mit dem ZEITGARD PRO hast du die perfekte Wahl für deine tägliche Schönheitspflege getroffen. Durch vier verschiedene Aufsätze bietet dir das Gerät viele Anwendungsmöglichkeiten für deine individuelle Pflege-Routine: porentiefe Gesichtereinigung, intensives Peeling, Anti-Age-Booster oder Körperhaut-Straffung.

Wähle die zu deinem Alter und deinen Hautbedürfnissen passende Basispflege – deine ESSENTIALS. Ergänze diese durch deine SPECIALS, die du täglich wechselnd, je nach individuellem Hautbedürfnis, verwenden kannst. In der Übersicht auf Seite 10 und 11 findest du schnell deine persönlichen Pflege-Favoriten. Entdecke deine neue tägliche Beauty-Routine ganz bequem im eigenen Zuhause!

WIR WÜNSCHEN DIR VIEL  
FREUDE AUF DEINEM WEG  
ZU ZEITLOS SCHÖNER  
HAUT!



# INHALT



- Seite 04 GESICHTSREINIGUNG  
FACE CLEANSING TOOL
- Seite 05 GESICHTSREINIGUNG  
FACE PEELING TOOL
- Seite 06 GESICHTSPFLEGE  
FACE SMOOTHING TOOL
- Seite 07 NEUES WIRKSTOFF-  
TRANSPORT-SYSTEM
- Seite 08 KÖRPERPFLEGE  
BODY SKINCARE TOOL
- Seite 09 KÖRPERPFLEGE  
KÖRPERCREME
- Seite 10 PFLEGE-ROUTINE  
ESSENTIALS
- Seite 11 EXTRA-PFLEGE  
SPECIALS



\*In Deutschland zum Patent angemeldetes kosmetisches Gerät zur  
Heimanwendung mit wechselbaren Aufsätzen: Patent-Nr.: 10 2022 200 747.6



Bürstenaufsatz  
alle 3 Monate  
wechseln!




## PORENTIEF REINE HAUT

In der Nacht regeneriert sich deine Haut intensiv – sie sondert Talg ab und neue Zellen ersetzen abgestorbene Zellen. Deshalb sollte die Gesichtshaut auch morgens gründlich gereinigt werden.

**STEP 1:** Befeuchte dein Gesicht vor der Anwendung mit Wasser und verteile die Reinigungscreme auf der Haut. Schalte das Gerät an und beginne mit der sanften Reinigung der linken und rechten Gesichtshälfte sowie der Stirn (T-Zone) – jeweils etwa 20 Sekunden lang.

**STEP 2:** Kläre die Gesichtshaut nach der Reinigung mit dem Gesichtswasser.



### 2 X PRO TAG

Das **Face Cleansing Tool** überzeugt mit einem einzigartigen Hygienekonzept. Die weichen Bürstenfilamente der Reinigungsbürste sind mit antibakteriellem Microsilver BG™ versetzt.

Die **Reinigungscreme** reinigt deine Gesichtshaut im Zusammenspiel mit dem Face Cleansing Tool sanft, aber gründlich. Die zarte Reinigungscreme mit Harungana-Extrakt unterstützt die Hautregeneration und verbessert ihr Erscheinungsbild. Das Ergebnis: ein vitalisierter, sanft matterter Teint.

28000

\*Die einzelnen Bürstenfilamente bleiben dank der antibakteriellen Wirkweise des LR Wirkstoffs MICROSILVER BG™ bis zu 3 Monate hygienisch einwandfrei. MICROSILVER BG™ besteht aus reinem Silberpulver mit einer hochporösen Molekularstruktur. Das Besondere: MICROSILVER BG™ reguliert nachhaltig die Neubildung von Bakterien.

## INTENSIVES PEELING

Circa alle 28 Tage erneuert sich deine Haut! Die abgestorbenen Hautschüppchen lassen deinen Teint schnell fahl und müde aussehen. Nutze deshalb 2 x pro Woche den Peeling-Aufsatz, alternativ zur Gesichtsbürste, um alte Hautschüppchen zu entfernen und dein Gesicht zum Strahlen zu bringen!

**STEP 1:** Reinigungscreme mit der Hand auf die angefeuchtete Gesichtshaut auftragen, mit Wasser abwaschen und das Gesicht nicht abtrocknen.

**STEP 2:** Gerät einschalten und in einem 45°-Winkel sanft mit dem Metallspatel maximal 3 Minuten über das gut angefeuchtete Gesicht schieben. Dabei immer von innen nach außen und von unten nach oben vorgehen.



### 2 X PRO WOCHE

Das **Face Peeling Tool** mit innovativer Ultraschall-Technologie ermöglicht eine präzise Entfernung von überschüssigem Talg aus den Poren sowie Haarfollikeln. Die Haut sieht danach sichtbar glatter, frischer und jünger aus.



Das **Gesichtswasser** klärt und beruhigt deine Haut nach der Behandlung mit der Reinigungsbürste oder dem Kavitationspeeling. Es stärkt die natürliche Schutzfunktion der Haut mit Zinc PCA, Allantoin und Panthenol und wirkt belebend dank Harungana-Extrakt.

28001

### EXTRAPORTION PFLEGE GEFÄLLIG?

Für optimale Ergebnisse kannst du das Gesichtswasser zur Anwendung des Face Peeling Tools nutzen. Wichtig ist, dass dein Gesicht immer gut durchfeuchtet ist. Nicht vergessen, den Toner nach dem Peeling erneut aufzutragen!

## ZEITLOS SCHÖN STRAHLENDER TEINT

Schöne Haut ist keine Frage des Alters, sondern der richtigen Pflege. Mit dem **Face Smoothing Tool** erhält deine Gesichtshaut deutlich mehr Spannkraft und Elastizität. Es lässt die Wirkstoffe deiner Pflegeprodukte tiefer in die Haut eindringen und mildert so sichtbar Falten.

**STEP 1:** Reinige deine Gesichtshaut mit dem Face Cleansing Tool oder dem Face Peeling Tool.

**STEP 2:** Trage dein Nanogold-, Beauty Diamonds- oder Platinum-Pflegeprodukt auf. Verteile kleine Creme-Spots in deinem Gesicht und massiere sie mithilfe des glättenden Face Smoothing Tools ein. Behandle die linke und die rechte Gesichtshälfte sowie die Stirn jeweils 30 Sekunden lang. Achte dabei auf kreisende Bewegungen von innen nach außen und von unten nach oben.



### FRISCHE-KICK GEFÄLLIG?



FÜR DIE AUGENPARTIE:  
AUGENCREME & MASKE IN EINEM  
Wende die Augencreme 2-3 x pro  
Woche als Maske an – bewirkt wahre  
Wunder!

28319 / 25194



# DAS ZUSAMMENSPIEL VON ULTRASCHALL UND DEM WIRKSTOFF-TRANSPORT-SYSTEM


WIRKSTOFF-TRANSPORT-SYSTEM | 07



WIRKSTOFF-TRANSPORT-SYSTEM


Zeitgleich zum Launch des neuen ZEITGARD PRO haben wir bei ausgewählten Pflegeprodukten die Rezepturen mit dem innovativen **Wirkstoff-Transport-System** angereichert. Dieses System funktioniert wie ein Anti-Aging-Booster. Zusammen mit dem Face Smoothing Tool erhöht es die kosmetische Wirksamkeit wertvoller Inhaltsstoffe um ein Vielfaches, indem es diese erstens gezielt zur

Hautzelle und zweitens direkt in die Zelle hinein transportiert. Erst nach dem Andocken des Trägers werden die Wirkstoffe im Innern der Zelle freigesetzt, um dort ihre volle Kraft zu entfalten. Auf diese Weise ist es möglich, direkt an den Ursprung der Hautalterung zu gelangen und sie durch gezielte Nährstoff-Versorgung zu verlangsamen.



Wirkstoff ohne Wirkstoff-Transport-System

Wirkstoff mit Wirkstoff-Transport-System in Zielzelle



Verkapselter Wirkstoff dockt an die Zelle an



Verkapselter Wirkstoff dringt in die Zelle ein



Freisetzung des Wirkstoffs in der Zielzelle

FINDE DEINE **PASSENDEN GESICHTSPFLEGEPRODUKTE** AUF SEITE 10



28318



28449





2 X PRO TAG MIT **FACE SMOOTHING TOOL**

## EBENMÄSSIGE, STRAFFE KÖRPERHAUT


Du wünschst dir festere Haut an Bauch und Oberschenkeln? Kein Problem mit dem ZEITGARD PRO! Das **Body Skincare Tool** schenkt deinem Körper ein strafferes und ebenmäßigeres Hautbild. Täglich angewendet sorgt es für festeres Bindegewebe und weniger Orangenhaut.

**STEP 1:** Trage die Körpercreme 1-2 Mal täglich auf.


**STEP 2:** Massiere die Körpercreme mit Hilfe des Body Skincare Tools jeweils ca. 2 Minuten nacheinander auf den einzelnen Körperpartien ein. Führe das Gerät dafür in sanft kreisenden Bewegungen von den Beinen und Po in Richtung Leiste und am Bauch und an den Armen in Richtung Achseln.



Das Fett in den Hautzellen bildet eine unebenmäßige Fläche und lässt unser Hautbild vor der Anwendung „dellig“ erscheinen.



Während der Ultraschall-Anwendung „verflüssigt“ sich das Fett in den Hautzellen.



Nach ca. 2 Minuten ist das Fett in den Hautzellen der behandelten Stelle komplett „verflüssigt“ und bereit, sich zu einer ebenmäßigen, glatten Fläche neu zu formen. Ergebnis: Das Hautbild wirkt glatter und fester.

**TÄGLICH:**

Nutze dein Body Skincare Tool ganz einfach nach der täglichen Dusche. Das ist Selfcare pur!



Die **Körpercreme** unterstützt die Kollagenbildung deiner Haut und spendet Feuchtigkeit. Panthenol und Vitamin E stärken ihre Barrierefunktion, Hyaluronsäure polstert sie sichtbar auf. Deine Haut erhält mehr Elastizität und Spannkraft und fühlt sich seidig und glatt an.

28002



Wirkstoff-Transport-System:  
Verkapselter Wirkstoff  
festigt die Haut und  
reduziert die Hautrauigkeit

# ÜBERSICHT: ESSENTIALS FÜR DEINE TÄGLICHE BEAUTY-ROUTINE

Die ESSENTIALS bieten dir im Zusammenspiel mit den vier Aufsätzen des ZEITGARD PRO hocheffektive Pflege für Gesicht und Körper.  
Wähle einfach aus dieser Übersicht die für dein Alter und deine Hautbedürfnisse passenden Produkte und genieße ein völlig neues Hautgefühl!

ZEITGARD PRO

GESICHTSREINIGUNG

GESICHTSPFLEGE

KÖRPERPFLEGE



2x pro Tag  
+

2x pro Woche  
+

+

+

2x pro Tag  
+

**NANO GOLD**  
Frauen unter 40

Tagescreme    Nachtcreme    Augencreme

**BEAUTY DIAMONDS**  
Frauen über 40

Tagescreme    Nachtcreme    Augencreme

**PLATINUM**  
Männer ab 25

All-In-One  
Creme

2x pro Tag  
+

# DEINE SPECIALS FÜR EIN PLUS AN PFLEGE

SPECIALS | 09

Du möchtest deiner Haut noch etwas mehr Gutes tun?  
Dann verwende zusätzlich zu den ESSENTIALS ganz nach Lust,  
Laune und Hautbedürfnis die SPECIALS. Wähle deine Zusatzprodukte  
einfach je nach Tagesform, Jahreszeit oder Anlass.

## WIE WENDEST DU DIE SPECIALS AN?

Wähle ein SPECIAL für dein aktuelles Hautbedürfnis aus und trage es nach der Reinigung direkt unter deine gewohnte Pflege auf. Arbeite dann einfach beide Produkte gleichzeitig mit dem Anti-Aging-Aufsatz in die Haut ein. Nur die Sleeping Mask wird pur über Nacht angewendet.

## SPECIAL CARE



Trockene und glanzlose Haut?

Dein Teint wirkt trocken und glanzlos? Das Beauty Diamonds Radiant Youth Oil mit sechs natürlichen Ölen und Vitaminen regeneriert die Haut und verleiht deinem Teint jugendliches Strahlen. Let it glow!

28314



Aktiver Schutz gegen Digital Aging gefällig?

Du nutzt täglich dein Handy, Tablet oder Laptop? Dann bist du 24/7 Blaulicht-Strahlen ausgesetzt, die die Hautalterung beschleunigen können. Das Blue Light Defender Serum schützt deine Haut vor Digital Aging.

71060



Dein Anti-Falten Soforteffekt

Ein besonderer Anlass steht an und deine Haut soll möglichst schnell perfekt und ebenmäßig aussehen? Dann greife zum Serox Instant Result Serum – dein Anti-Falten-Pflegewunder mit sichtbaren Sofort-Effekt!

28230



Regeneration gefragt?

Hinter dir liegen stressige Tage, dein Gesicht wirkt fahl und müde? Das muss nicht sein! Verwöhne deine Haut über Nacht mit der Sleeping Mask – sie lässt deinen Teint am Morgen wieder frisch erstrahlen.

71011

ES GIBT NOCH MEHR TOLLE SPECIALS!

Mehr Infos findest du im LR COLLECTION und auf der Website LRworld.com. Auch dein:e LR Partner:in informiert dich gerne ausführlich über alle Produkte.

# DEIN BEAUTY-STUDIO FÜR ZUHAUSE



Innovativ,  
hochtechnologisch



Von Experten  
empfohlen



Professionelle  
Institut-Kosmetik



Hocheffektive  
Pflegeformeln

Überreicht durch:

Der Verkauf der LR Produkte erfolgt  
über LR Partner/innen.

LR Health & Beauty Systems GmbH · 59227 Ahlen

LR Health & Beauty Systems behält sich Änderungen der Produkte durch technische  
und qualitative Verbesserungen sowie Irrtümer durch etwaige Druckfehler vor.

Best. Nr.: 0095711201

DE